

# RTUJar FO



Los **RTUJar FO** son medios de cultivo estériles listos para usar en frascos de vidrio, con tapón de goma bromobutílica y tapa flip off. Los mismos abarcan una amplia gama de usos dentro los controles microbiológicos realizados en la industria.

La familia **RTUJar FO** incluye medios de cultivos líquidos (caldos), fluidos y agarizados.

Dependiendo del tipo de medio de cultivo su método de fabricación será:

**Aséptico:** se logra a través del dosificado automático de un medio de cultivo estéril, en un área con aire tratado por filtración, que cumple con la clasificación ISO 5 o Clase 100 según el Federal Standard.

**Limpio con esterilización final:** se logra a través del envasado de un medio de cultivo, en forma automática en un área con aire tratado por filtración, que cumple con la clasificación ISO 7 o Clase 10000 según el Federal Standard y posteriormente es sometido a un proceso de esterilización final en autoclave de vapor de agua

Las capacidades de los envases que componen la línea son:

- Frascos de 125 ml de rebalse
- Frascos de 60 ml de rebalse
- Desarrollos a medida

Los frascos son de vidrio transparente tipo III poseen boca 20 antibiótico con un diámetro de 12,5 mm y los precintos son de aluminio, modelo flip off.

## Ventajas

---

- Optimización de controles microbiológicos
- Seguridad en sus diagnósticos
- Trazabilidad del producto utilizado. CoA por lote de fabricación
- Disminución de costos
- Facilidad de apertura con formato flip off

## Aplicación

---

- Laboratorios Farmacéuticos
- Laboratorios Cosméticos
- Laboratorios Veterinarios
- Industria Química (fabricante de APIs, pinturas, curtiembres, aditivos, inoculantes, etc)
- Industria Alimenticia
- Industria Biotecnológica

# RTUJar FO



## Datos técnicos

### Presentación

- Frascos x 100 ml: caja x 80 unidades
- Frascos x 50 ml: caja x 80 unidades

### Conservación

- Entre 4-20°C y 2-8°C dependiendo del medio de cultivo
- Al abrigo de la luz

## Codificación

Envase	Medio de cultivo	Presentación	Cantidad de unid x caja
<b>FO</b> Frasco	<b>CTS</b> Tryptic Soy Broth	<b>100</b> 100ml	<b>80</b> Frascos x 50 y 100ml
	<b>TIO</b> Tioglicolato medio fluido con indicador	<b>50</b> 50ml	
	<b>TSA</b> Tryptic Soy Agar		

Ejemplo: FOCTS-100-80 corresponde a una caja de 80 frascos x 100ml con Tripteina Soya Caldo