

RTUJar TR



Los **RTUJar TR** son medios de cultivo estériles listos para usar en frascos con tapa a rosca. Los mismos abarcan una amplia gama de usos dentro los controles microbiológicos realizados en la industria.

La familia **RTUJar TR** incluye medios de cultivos líquidos (caldos), fluidos y agarizados.

Dependiendo del tipo de medio de cultivo su método de fabricación será:

Aséptico: se logra a través del dosificado automático de un medio de cultivo estéril, en un área con aire tratado por filtración, que cumple con la clasificación ISO 5 o Clase 100 según el Federal Standard.

Limpio con esterilización final: se logra a través del envasado de un medio de cultivo, en forma automática en un área con aire tratado por filtración, que cumple con la clasificación ISO 7 o Clase 10000 según el Federal Standard y posteriormente es sometido a un proceso de esterilización final en autoclave de vapor de agua

Las capacidades de los envases que componen la línea son:

- Frascos de 125 ml de rebalse
- Frascos de 60 ml de rebalse
- Desarrollos a medida

Los frascos son de vidrio transparente tipo III y las tapas son de polipropileno con contratapa de polietileno y precinto de seguridad. El diámetro interior de la boca del frasco es de 23 mm.

Ventajas

- Optimización de controles microbiológicos
- Seguridad en sus diagnósticos
- Trazabilidad del producto utilizado. CoA por lote de fabricación
- Disminución de costos
- Facilidad de apertura y cierre con tapa a rosca

Aplicación

- Laboratorios Farmacéuticos
- Laboratorios Cosméticos
- Laboratorios Veterinarios
- Industria Química (fabricante de APIs, pinturas, curtiembres, aditivos, inoculantes, etc)
- Industria Alimenticia
- Industria Biotecnológica

RTUJar TR



Datos técnicos

Presentación

- Frascos x 100 ml: caja x 80 unidades
- Frascos x 50 ml: caja x 80 unidades

Conservación

- Entre 4-20°C y 2-8°C dependiendo del medio de cultivo
- Al abrigo de la luz

Codificación

Envase	Medio de cultivo	Presentación	Cantidad de unid x caja
FJ Frasco	CTS Tryptic Soy Broth	100 100ml	80 Frascos x 50 y 100ml
	TIO Tioglicolato medio fluido con indicador	50 50ml	
	TSA Tryptic Soy Agar		

Ejemplo: FJCTS-100-80 corresponde a una caja de 80 frascos x 100ml con Tripteina Soya Caldo